

# AED・血圧計・熱中症指標計・タンカ・診察台

そのとき、あなたにも救える命があります

AED (自動体外式除細動器)



お問合せコード AED (自動体外式除細動器) 8751

現在、突然の心停止からの救命率は5%未満です。

突然の心停止からの救命率は1分経過するごとに約10%減少するといわれています。

一般市民による徐細動が広まることにより、突然の心停止からの救命率の大幅な向上が期待されています。

使い方は非常に簡単です  
どなたでも安心してお使い頂ける商品です



①まずは慌てず落ち着いてAEDスタンドからAEDを取り出します。(ソフトケース入り)

②ソフトケースを開け本体を取り出します。

③【PULL】レバーを引くと自動的に電源が入ります。

④あとは本体から流れるアナウンスに従って簡単な操作をするだけです。どなたでも取扱いが可能です。



高度管理医療機器等貸業許可番号 岡保険衛 第2047024号

AEDは、業事法に定める高度管理医療機器に該当し、レンタルには都道府県知事の許可が必要です。現在三共リースグループでは、エフユーレンタル(株)岡山営業所においてこの許可を取得しています。このためAEDは、当事業所のみでのお取り扱いとなりますので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

2004年7月1日厚生労働省医政局通知により一般市民による除細動(電気ショック)による救命が認められました。本製品のご使用はどなたでも出来ます。使い方は簡単。本体の緑のハンドルを引くと電源が入ります。あとは音声アナウンスに従って操作をするだけです。

## 全自動血圧計



お問合せコード 全自動血圧計 8752

## 管理血圧計



お問合せコード 管理血圧計 8760

## 担架



お問合せコード 担架 6700

## 診察台



お問合せコード 診察台 6699

## 熱中症指標計

WBGT-113

片手で熱中症の危険度が  
素早く・簡単に計測できます!

- いつでも手軽にWBGT値を測定。
- 電源ONですぐ表示。
- 気温・相対湿度・輻射温度を切替表示。



お問合せコード 熱中症指標計 8754

## ■ WBGT熱ストレス指数の基準値表

(各条件に対応した基準値) ※厚生労働省ホームページ参照

区分	WBGT基準値 °C		例
	熱に順化している人	熱に順化していない人	
0 安静	33	32	安静
1 低代謝率	30	29	楽な座位での軽い手作業や手及び腕の作業、腕と脚の作業など
	28	26	
2 中程度代謝率	26	23	継続した頭と腕の作業や腕と脚の作業、腕と胴体の作業など
	26	22	
3 高代謝率	25	20	強度の負担がかかる腕と胴体の作業など
	23	18	
4 極高代謝率	25	20	最大限の速さでとても激しい活動など
	23	18	

※熱に順化していない人とは、「作業する前の週に毎日熱にばく露されていない人」をいいます。